

Trageempfehlung sequenzielle Schienen

Nachfolgend haben wir Trageempfehlungen zusammengestellt, welche auf Erfahrungswerten mit Patienten beruhen, die schon mit Clear-Aligner Schienen erfolgreich behandelt wurden.

- | | |
|------------|---|
| 1.+ 2. Tag | Am Tag nur bei Bedarf kurzzeitig herausnehmen und nachts durchgängig tragen. |
| 3.- 7. Tag | Durchgängig Tag und Nacht tragen.
Nur zum Zähne putzen und zu den Mahlzeiten herausnehmen. |
| 8. Tag | Wechsel zur nächsten Schiene.
Zur Eingewöhnung können bei Bedarf kurzzeitige Tragepausen eingelegt werden. |

Der Schienenwechsel zur jeweiligen nächsten Behandlungsserie sollte alle 4 Wochen erfolgen.

Der **Behandlungserfolg** liegt ausschließlich an der Trageintensität!

Pflegeempfehlung

Das Rauchen, Trinken von Kaffee oder ähnlichem mit aufgesetzten Schienen führt zu **Verfärbungen**

Zur Reinigung der Schienen, empfehlen wir Zahnbürste und Zahnpasta. Zusätzlich können die CETRON Pflege- und Reinigungsprodukte verwendet werden - in der Apotheke erhältlich!