

# Merkblatt für die herausnehmbare Spange

Die Spange sollte 1 - 2 Mal täglich mit Zahnbürste und Zahnpasta gereinigt werden. Es ist zu empfehlen eine separate Zahnbürste zu verwenden.

Beim Putzen bitte darauf achten, dass man die Spange am Kunststoff festhält und nicht an den Drahtelementen, diese allerdings ebenfalls reinigen.

Zusätzlich kann die Spange einmal wöchentlich in "Kukis Zahnsparngereiniger" eingelegt werden (Erhältlich in Drogerie oder Apotheke).

Die ersten 6 Monate sollte die Spange, wenn sie nicht getragen wird, in Leitungswasser aufbewahrt werden. Nach den 6 Monaten trocken in der Spangendose aufbewahren.

Es ist zu empfehlen, die Spange nur auf gereinigte Zähne einzusetzen.

Bei Druckstellen, abgebrochenen Teilen oder wenn die Spange nicht richtig passt, dann immer **schnellstmöglich** einen Termin vereinbaren!



**Beim Essen, Sport und Zähneputzen die Spange nicht tragen!**

**Bei jedem Kontrolltermin, die Spange immer dabei haben!**

**Zahnärztliche Kontrollen sollten jedes halbe Jahr beim Zahnarzt zusätzlich erfolgen!**

Tragedauer: **Wird Ihnen beim Termin gesagt! Notfalls nochmals Kontakt zu uns aufnehmen.**

Schrauben: **Immer in Pfeilrichtung!**